

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Desinfektionsgel

2 Liter / 2897-500-13



Beschreibung / Eigenschaften

Aquano Desinfektionsgel dient der hygienischen Händedesinfektion und wirkt desinfizierend auf Bakterien, Hefen, Pilze und behüllte Viren wie Bsp. Influenza, HBV, HIV. Die alkoholisch – wässrige Gelrezeptur besitzt pflegende Wirkstoffe die vor austrocknen der Haut schützen und ist dabei frei von Fetten (Lipiden), Konservierungsmitteln, Duftstoffen und Silikonen. Die Rezeptur ist dermatologisch getestet und DGHM/VAH gelistet.

Fingerabdrücke auf Gegenständen werden reduziert
wirkt desinfizierend
frei von Konservierungsmitteln und Duftstoffen
silikonfrei
dermatologisch getestet
DGHM/VAH gelistet

Anwendungshinweise

Gebrauchsanweisung: Auf saubere und trockene Haut auftragen, gleichmäßig verteilen und ca. 30 Sekunden gut einmassieren, bis die Haut wieder trocken ist. Für eine vollständige Desinfektion den Vorgang noch einmal wiederholen.

Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf www.normfest.com

Technische Daten

Aquano ist ein leicht viskoses, klares Gel
pH-Wert: 6,5 – 7,5
Dichte: 0,85 – 0,95 g/cm³ (20° C)

Aquano Desinfektionsgel ist DGHM/VAH gelistet als hygienisches Händedesinfektionsmittel und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1500 (VAH = Verbund für angewandte Hygiene).

Aquano Desinfektionsgel wirkt desinfizierend auf grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Pilze und behüllte Viren

(z.B. Influenza, HBV, HIV).

Aquano Desinfektionsgel inaktiviert Influenza Viren (auch H1N1) innerhalb von 15 Sekunden.

Aktivsubstanzen: 53% Ethanol (CAS-No. 64-17-5)
7% Isopropanol (CAS-No. 67-63-0)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Aquano Desinfektionsgel enthält die folgenden hochwirksamen Pflegesubstanzen:

- Glycerin ist ein sehr guter Feuchtigkeitsspender, welcher die Fähigkeit der Haut, Wasser zu speichern, verstärkt.

- D-Panthenol (Dexpanthenol) ist ein gut in die Haut eindringendes Provitamin der Panthothensäure (Vitamin B5), das die Hautregeneration und Wundheilung beschleunigt. Die Neubildung von Hautzellen wird durch Panthenol

positiv beeinflusst. Eine juckreizstillende und entzündungshemmende Wirkung ist ebenfalls beschrieben.

- Natürliches -Bisabolol ist ein antiphlogistischer Wirkstoff aus der Kamille. Dieser Inhaltsstoff kann insbesondere Entzündungen sowie negativen Umwelteinflüssen entgegenwirken und verfügt über bakteriostatische Eigenschaften.

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach INCI), Spezifikationen und dermatologische Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.

Das Produkt Aquano Desinfektionsgel bestand die unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischallergologischen Prüfungen mit „sehr gut“.

Aquano Desinfektionsgel unterliegt (nach neuer rechtlicher Regelung) der Biozid-Richtlinie 98/8/EG. Hierbei fällt es als Biozid Produkt für die menschliche Hygiene unter die Hauptgruppe 1 und Produktart 1 der Richtlinie.

Baua-Reg-Nr.: N-36653

Aquano Desinfektionsgel unterliegt außerdem der PSA-Benutzer-Richtlinie (PSA = Persönliche Schutzausrüstung).

Aquano Desinfektionsgel ist insbesondere entsprechend der TRGS 531 Feuchtarbeit als Hautschutzmittel zur Verfügung zu stellen, um Hautkrankheiten präventiv entgegen zu wirken.

Aquano Desinfektionsgel ist in geschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.